



# Catálogo

#NosCuidamosTodos

 **geomedic**  
Protección médica a tu alcance

# Nosotros

## Equipos y suministros médicos de alta calidad.

Evaluamos a detalle las necesidades de cada cliente para ofrecer soluciones a medida. Sabemos la importancia de cuidar el equilibrio entre la calidad y precio, esto para facilitar que las organizaciones compren equipos y suministros médicos óptimos.


Contamos con todas las autorizaciones de los entes reguladores nacionales. Su satisfacción siempre será nuestra máxima prioridad.

Autorizados por DIGEMID



### Visión

- Ser líder en el sector
- Ser socios de nuestros clientes
- Ofrecer soluciones óptimas
- Mejora continua constante
- Aportar soluciones de calidad



### Misión

- Servicio con gran eficiencia
- Mayor cobertura
- Alianzas a nivel nacional
- Permanecer a la vanguardia
- Innovación en el sector



### Promesa

- Orientación al cliente
- Enfoque hacia resultados
- Compromiso con la comunidad
- Integridad
- Responsabilidad y ética

# MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE TIPO IIR

3 capas de protección BFE)  $\geq 98\%$ .



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos

## 1. Clip nasal

## 2. Capa Externa:

Polipropileno No tejido 30gr/m<sup>2</sup>


## 3. Capa Interna:

Polipropileno No Tejido 25gr/m<sup>2</sup>

## 4. Orejera de sujeción

## 5. Capa Media-Filtro

Meltblown No tejido Fundido - 25gr/m<sup>2</sup>



**3** capas de protección que filtra más del 98% de partículas y gérmenes. Ajuste y sellado perfecto en el rostro manteniendo su forma durante todo el tiempo de uso.

Anti-fluidos, anti-manchas, anti-gotas, anti-polvos, anti-virus. No produce irritación al inhalar o al hacer contacto con la piel, totalmente inodora, aséptica e hipoalérgica.



\*Fotos referenciales

### Detalles del producto:

- Dimensión de la mascarilla:  
(estándar) Largo: 17,5 cm / Ancho: 9,5 cm.
- Eficiencia de filtración bacteriana:  
(EFP-BFE)  $\geq 98\%$ .

### Presentaciones:

Largo: 17,5 cm / ancho 9,5 cm  
(+/-0.5 cm)

Cajón  
2000 UND.



Caja  
50 UND.



Caja dispensadora conteniendo 50 unidades

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:





# MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE TIPO I

3 capas de protección BFE)  $\geq 96\%$ .



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos

## 1. Clip nasal

## 2. Capa Externa:

No tejido Spunbond 25gr/m<sup>2</sup>

## 3. Capa Interna:

Polipropileno No Tejido 25gr/m<sup>2</sup>

## 4. Orejera de sujeción

## 5. Capa Media-Filtro

Tela No Tejidas Fundido - 25gr/m<sup>2</sup>

## 6. Soporte de Apoyo



**3** capas de protección que filtran más del 96% de partículas y gérmenes. Ajuste y sellado perfecto en el rostro manteniendo su forma durante todo el tiempo de uso.

Anti-fluidos, anti-manchas, anti-gotas, anti-polvos, anti-virus, no produce irritación al inhalar o al hacer contacto con la piel, totalmente inodora, atóxico, aséptica e hipoalérgica.



\*Fotos referenciales

### Especificación:

- Dimensiones de la mascarilla:  
(Estándar) Largo 17,5 cm ( $\pm 0.5$ cm)\* Ancho 9,5 cm ( $\pm 0.5$ cm)
- Pieza o puente nasal
- Liga de sujeción
- Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE):  $\geq 96.00\%$
- Color: Celeste y blanco
- Presentación: Multiempaque- Bolsa sellada
- Caja de 50 unidades. Garantizando la integridad de la mascarilla, la conservación y el orden para la adecuada distribución, almacenamiento y transporte.
- Caja dispensadora conteniendo 50 unidades

### Presentaciones:

Cajón  
2000 UND.



Caja  
50 UND.



Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:



# MASCARILLA QUIRÚGICA DESECHABLE PARA NIÑOS



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos

## 1. Clip nasal

## 2. Capa Externa:

No tejido Spunbond 25gr/m<sup>2</sup>

## 3. Capa Interna:

Polipropileno No Tejido 25gr/m<sup>2</sup>

## 4. Orejera de sujeción

## 5. Capa Media-Filtro

Tela No Tejidas Fundido - 25gr/m<sup>2</sup>

## 6. Soporte de Apoyo



**3** capas de protección que filtra más del 95% de partículas y gérmenes. Ajuste y sellado perfecto en el rostro manteniendo su forma durante todo el tiempo de uso.

Anti-fluidos, anti-manchas, anti-gotas, anti-polvos, anti-virus.



\*Fotos referenciales

### Especificación del Producto:

- Dimensión de la Mascarilla: (Estándar) 14.5 x 9.5 cm
- Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE):  $\geq 98.00\%$
- Presentación: Caja de 50 Unidades / Cajón 2000 unidades
- Color: Celeste – blanco o con diseños (figuras)

### Presentaciones:

Cajón  
2000 UND.



Caja  
50 UND.



Autorizado por DIGEMID:




Certificado por:





# RESPIRADOR KN95

Máxima protección de 5 capas



Catálogo 2023

#NosCuidamosTodos

## 1. Clip nasal

Clip de Aluminio

## 2. 1ra capa

Spunbond PP 25 g/m<sup>2</sup>

## 3. 2da capa

Filtro Meltblown 25 g/m<sup>2</sup>

## 4. 3ra capa

Filtro PP 25 g/m<sup>2</sup>

## 5. 4ta capa


Spunbond PP 40g/m<sup>2</sup>

## 6. 5ta capa

Meltbond Piel suave 25 g/m<sup>2</sup>

## 7. Correas

Elastómero termoplástico



**5** capas de material filtrante con una eficiencia de filtración de 95%, presenta clip nasal ajustable.

Presenta 2 capas de Meltblown que conforma una estructura tridimensional que incorpora cargas electrostáticas en las fibras y mejora su capacidad filtrante.

R.S.: DM20944E



\*Fotos referenciales

### Descripción:

- Los Respiradores (FFR) KN95 con certificación GB2626:2019 son equivalentes a los respiradores NIOSH N95 de EE.UU. Y FFP2 europeos, para filtrar partículas no basadas en aceite como las que resultan de incendios forestales, contaminación atmosférica PM 2.5, erupciones volcánicas o bioaerosoles no basados en aceite (p. ej., virus).

### Presentaciones:

Cajón



Caja  
50 UND.



Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:



# KN95 TYPE PARA NIÑOS

respirador desechable



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



4 capas de protección que filtra más del 95% de partículas y gérmenes. Ajuste y sellado perfecto en el rostro manteniendo su forma durante todo el tiempo de uso. Anti-fluidos, anti-manchas, anti-gotas, anti-polvos, anti-virus, no produce irritación al inhalar o al hacer contacto con la piel, totalmente inodora, aséptica e hipo-alérgico. Fabricado bajo estándares que garantiza la protección de los usuarios frente a riesgos biológicos potenciales.



\*Fotos referenciales

## Materiales:

Primera capa ( $\pm 2$ g/m <sup>2</sup> )	Polipropileno no tejido Peso, 45gsm
Capa intermedia ( $\pm 2$ g/m <sup>2</sup> )	Papel de filtro soplado por fusión, 25 g/m <sup>2</sup> (BFE $\geq$ 95%)
Tercera capa ( $\pm 2$ gsm)	Papel de filtro soplado por fusión, 25 g/m <sup>2</sup> (BFE $\geq$ 95%)
Cuarta capa ( $\pm 2$ gsm)	Polipropileno no tejido Peso, 25gsm
49 % polipropileno, 49 % tela fundida por soplado, 1 % pinza nasal metálica, 1 % banda elástica	
Color	Blanca / Negro / Personalizados
Uso	Ampliamente utilizado para uso médico/industrial/alimentario, etc
Tamaño	18 X 7 cm (para niños)

## Presentaciones:



Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:



# 3Q N95 100Sc

## respiradores quirúrgicos



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



Mascarilla quirúrgica para atención médica 3Q 100Sc, N95, forma de copa.

R.S.: DM22690E



\*Fotos referenciales

### Características:

- Clasificación N95 aprobada por NIOSH.
- Autorizado por la FDA para su uso como mascarilla quirúrgica.
- Resistencia a los fluidos 160 mmHg.

### Composición del material:

- Clip nasal: Aluminio.
- Espuma para la nariz: Espuma de poliuretano.
- Filtro: Polipropileno.
- Capa interna: Poliéster.
- Capa externa: Polipropileno.
- No está fabricado con látex de caucho natural.

### Información de pedido

Información del pedido			
Descripción	Respiradores/ paquete	Respiradores/ caja	Pieza/caja
Mascarilla quirúrgica para atención médica	20	20	400

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:



Cajón  
400 UND.






# LLAVE TRIPLE VIA con extensión



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



1. Llave de cierre de vías

2. Cuerpo

3. Tubo de extensión

4. Luer Lock macho

5. Tapas protectoras

6. Pivote

La llave de triple vía con tubo de extensión, son elaboradas con polímero grado médico, TPU, PVC. Consiste en el cuerpo, el núcleo giratorio, los accesorios de bloqueo, la tapa de protección y las placas de conexión múltiple, es de uso clínico hospitalario, estéril, atóxico, apirógeno, no citotóxico, hipoalergénico, no trombogénico, transparente, por dentro es completamente liso, con tubo de extensión flexible.

R.S.: DM25273E



\*Fotos referenciales

## Indicaciones de uso

La llave triple vía con extensión está diseñada para un solo uso en la terapia de infusión clínica, para la extracción de muestras de sangre, administración de líquidos, medicamentos intravenosos, para cambiar la dirección de la infusión, extender la tubería de infusión y (o) monitorear la presión.

## Presentación:

- Caja de cartón conteniendo 20, 25 y 100 sobres de papel médico y cada sobre conteniendo una unidad.

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:



# GUANTE DE LÁTEX con/sin polvo



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos

**Acabado:**  
Con o sin polvo  
ambidiestro



**Material:**  
Látex de  
caucho natural

Los guantes para examen de látex se usan en la mano del personal de atención médica y similar para evitar la contaminación entre el personal y el paciente.

R.S.: DM25465E

**No estéril:**  
Aséptico



\*Fotos referenciales

## Características:

- Protegen al usuario contra la contaminación de materiales infecciosos, particularmente virus, bacterias, sangre posiblemente infectada y fluidos corporales.
- El producto tiene capacidad para estirarse, permanecer suave, la comodidad de la mano debido al grosor y la naturaleza elástica.

## Presentación:

- Caja dispensadora conteniendo 100 unidades
- Disponible en tallas **XS, S, M, L y XL**

Autorizado por DIGEMID:




Certificado por:



# GUANTES QUIRÚRGICOS estériles



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



Este producto actúa como una barrera protectora entre las manos del usuario y el exterior, manteniendo la asepsia. Garantiza la impermeabilidad, flexibilidad máxima y gran sensibilidad. Los guantes, al tener diseño anatómico, brinda un calce cómodo y muy resistente, apto para usar en un tiempo prolongado, como en procedimientos quirúrgicos.

R.S.: DM24979E



\*Fotos referenciales

## Características:

- Llevan impreso de forma clara y legible su talla.
- El puño ejerce una presión adecuada para evitar deslizamientos.
- Diseño que permite un uso confortable y prolongado.
- Textura suave para un calce cómodo, estilo segunda piel.
- El látex permite tener una alta sensibilidad a su usuario y mejora el agarre y sostén.
- Guante con una elasticidad y mejor efecto memoria que los estándares conocidos.

## Presentación:

- Caja conteniendo 50 pares
- Disponible en tallas **6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5**

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:





# ESPONJA DE GASA estéril



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



**G**asa absorbente 100 % de algodón, de tejido uniforme, con diferentes números de hilos entrelazados y pesos variables, libre de hilachas y materiales extraños. Se puede presentar en varias longitudes y anchos. Esta gasa absorbente se envasa para protegerla de la contaminación.

R.S.: DM24622E



\*Fotos referenciales

## Características:

- Gasa tipo VI de uso hospitalario.
- Hecha de algodón 100%.
- Libre de pelusas e hilachas.
- Tela uniforme, sin manchas y libre de partículas extrañas.
- Con bordes ocultos, no prelavada.
- Estéril, atóxico, hipoalergénico.

## Presentación:

- Caja por 20 sobres contenido 5 unidades cada una.
- N° de pliegues: 8 y 16

**5 x 5 cm      7.5 x 7.5 cm      10 x 10 cm**

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:



# GASA ABSORBENTE estéril



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos


**Material:**  
Tejido compuesto por  
100% hilos de algodón



**Color:**  
Blanco

**Bordes:**  
Borde doblado  
o desplegado

**Detalle:**  
Tejido uniforme  
con hilos entrelazados



**G**asa absorbente 100% de algodón, de tejido uniforme, con diferentes números de hilos entrelazados y pesos variables, libre de hilachas y materiales extraños.

Se puede presentar en varias longitudes y anchos.

Esta gasa absorbente se envasa para protegerla de la contaminación.

R.S.: DM24764E

\*Fotos referenciales

## Características:

- Gasa absorbente 100% algodón de uso hospitalario tipo VI.
- Transpirable para una comodidad excepcional.
- Protege la herida de suciedad y gérmenes.
- Ideal para protección de las heridas como cortes, quemaduras menores, raspones, rasguños, etc.
- Hipoalergénico.
- De un solo uso.

## Presentación:

- Caja por 20 sobres contenido 5 unidades cada una.
- N° de pliegues: 8 y 16

5 x 5 cm

7.5 x 7.5 cm

10 x 10 cm

Autorizado por DIGEMID:




Certificado por:



# GASA PARAFINADA



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



**Material:**  
Hilos 100% algodón

**Composición:**  
Trama abierta 10 hilos por cm<sup>2</sup>

**G**asa estéril parafinada suave y de baja adherencia constituida de algodón que proporciona una capa protectora para la herida, donde se deposita la parafina a través de la malla y que gracias a su tejido tipo Leno permite el paso del exudado hacia un apósito absorbente.

R.S.: DM24917E



**Protección:**  
Protegida por 2 láminas transparentes que mantiene el contenido oleoso en la malla

\*Fotos referenciales

## Especificación y Composición:

- Gasa de algodón uniformemente impregnada de parafina amarilla o blanca.
- Trama abierta 10 hilos por cm<sup>2</sup>
- Tejido uniforme y de forma regular.
- El tejido está formado por hilos entrelazados que minimizan el deshilachado en el caso de que fuera necesario cortar el apósito.
- Alto contenido de parafina.
- Proporciona lubricación a la herida asegurando un cambio indoloro del apósito.
- No se adhiere a la herida y permite el fácil drenaje del exudado.  
Hilos 100 % algodón.

## Presentación:

- Caja por 20 sobres contenido 5 unidades cada una.
- N° de pliegues: 8 y 16

5 x 5 cm      7.5 x 7.5 cm      10 x 10 cm

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:






# CATÉTER venoso central



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



Para la monitorización de la presión venosa, la obtención de muestras de sangre y la administración de fármacos y líquidos.

R.S.: DM25222E

\*Fotos referenciales

## Características:

- Diseño de conexión patentado
- Punta azul suave
- Material de poliuretano flexible
- Sin látex
- Entrada fácil
- Antitorceduras
- A prueba de fugas

## Presentación:

- Kit contenido en blister pvc/papel tyvek
- **Lumen simple:** Desde 14G-15cm hasta 20G-20cm
- **Doble lumen:** Desde 4Fr- 5cm hasta 7Fr-50cm
- **Triple lumen:** Desde 5.5Fr- 8cm hasta 7Fr-30cm

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:



# CATÉTER venoso periférico



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



Es un tubo delgado y flexible que se inserta en una vena. Normalmente, se inserta en la parte inferior del brazo o la parte posterior de la mano. Permite la administración endovenosa de soluciones con fines terapéuticos en pacientes.

Tiene protector de la aguja y sistema de bioseguridad, para evitar accidentes punzo cortantes. Se usa para administrar líquidos, transfusiones de sangre, quimioterapia y otros medicamentos por vía intravenosa en pacientes adultos.

R.S.: DM22101E

## 1. Material:

De poliuretano

## 2. Material (aguja):

Acero inoxidable

## 3. Cono:

Transparente, tipo luer lock, acoplado al catéter

## 5. Alas:

Sin/con alas (con agujeros de sutura)

## 4. Estéril:

Esterilizado con óxido de etileno

## 6. Sistema:

Con/sin sistema bioseguridad



\*Fotos referenciales

## Características:

- Paredes lisas y delgadas que permiten administrar un caudal superior.
- Agujas trifacetada y biselada que facilita la inserción.
- La integridad de la punta del catéter facilita la inserción
- Se adapta a la forma de la vena.
- Mayor tiempo de permanencia en vena.
- Libre de látex / Estéril / No tóxico
- Hipoalergénico / No hemolítico

## Presentación

- 1 unidad en envase blister/papel grado médico
- Caja conteniendo 50 o 100 unidades
- Calibre: 18G, 20G, 22G, 24G
- Longitud del catéter 19 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:



# BATA/MANDIL quirúrgico estéril



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



**B**ata / Mandil / Mandilón Quirúrgico Estéril, es un elemento de protección al personal de salud, está hecho de materiales de SMS o SPUNLACE, y un tejido de barrera quirúrgica Xalt, está compuesto por una membrana patentada laminada entre 2 capas de material de poliéster para ofrecer un alto nivel de protección y transpirabilidad.

R.S.: DM25491E



\*Fotos referenciales

## Características:

- Buena permeabilidad al aire.
- Resistencia a la tracción (tensión) y resistencia al desgarro.
- Repelente a líquidos y fluidos
- Con abertura longitudinal en la espalda y totalmente cruzada, con escote velcro mágico, para el ajuste del tamaño del cuello.
- Con doble amarre interno y externo
- Cuello redondo, cuello militar codificado por colores para indicar el tamaño y broches en el cuello.
- Gramaje de 18-70g/m<sup>2</sup>
- Color verde, azul, celeste

## Presentación

- 1 unidad en bolsa papel grado médico o polietileno
- Disponible en tallas **S, M, L y XL**

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:





# BAJALENGUA de madera



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos

**Estéril:**  
Esterilizado con  
óxido de etileno

**Bordes:**  
Extremos  
redondeados



**Textura:**  
Superficie lisa  
sin astillas

**Material:**  
100% Madera natural

El bajalengua de madera es un material consumible desechable utilizado por el personal médico clínico para controlar las enfermedades orales.

Se utiliza para comprobar enfermedades bucodentales.

R.S.: DM25149E



\*Fotos referenciales

## Características:

- Con bordes ovalados en sus extremos.
- Lisos sin astillas ni perforaciones.
- Superficie limpia y lisa.
- Sin olor y libre de contaminantes.

## Presentación

- Caja con 100 unidades c/u en sobre papel grado médico
- **Adulto o pediátrico**

Autorizado por DIGEMID:




Certificado por:



# AGUJA ESPINAL bisel de quincke



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



Las agujas espinales son agujas largas y flexibles de pequeño calibre. Brindan al especialista la precisión y seguridad necesaria para su trabajo, un retorno rápido y visible del líquido cefalorraquídeo.

R.S.: DM25366E



\*Fotos referenciales

## Características:

- Fabricado de acero grado médico.
- No siliconada: Evita así la pérdida de sensibilidad y efectos secundarios como filtraciones y retraso de cicatrización al LCR.
- No tóxica y libre de pirógenos.
- Bisel corto que separa los tejidos sin desgarrar y limita la pérdida del líquido cefalorraquídeo.
- Pared de la cánula: Finas con la rigidez adecuada.
- Campana de policarbonato identificada por código de colores.

## Presentación

- Caja por 25 unidades, c/u en envase blister/papel tyvek
- Calibre 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G y 27G
- Longitud de la aguja 90 mm

Autorizado por DIGEMID:




Certificado por:



# AGUJA ESPINAL punta de lápiz



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



Las agujas espinales son agujas largas y flexibles de pequeño calibre. Brindan al especialista la precisión y seguridad necesaria para su trabajo, un retorno rápido y visible del líquido cefalorraquídeo.

R.S.: DM25366E



\*Fotos referenciales

## Características:

- Menos trauma y menos cefalea postpunción dural.
- Sensación táctil más definida durante su avance.
- Permite una administración más exacta del anestésico gracias a su orificio lateral junto al bisel.
- Descartables.
- Orientación del bisel de la aguja en el cabezal.
- Codificación internacional de colores por calibre.
- Cono traslúcido que permite ver el flujo de líquido.
- Acero firme y elástico que evita el quiebre o doblez.
- Punta elíptica con menor daño a los tejidos reduciendo cefaleas y mareos.

## Presentación

- Caja por 25 unidades, c/u en envase blister/papel tyvek
- Calibre 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G y 27G
- Longitud de la aguja 90 mm

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:





# TIRA REACTIVA para orina



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



#### Detección de:

- Ácido ascórbico
- Leucocitos
- Nitritos
- Cetonas
- Sangre
- Bilirrubina
- Urobilinógeno
- Proteína
- Glucosa
- pH
- Gravedad específica

Las tiras reactivas de orina son tiras especiales en las cuales se han fijado parámetros en áreas separadas de reactivos.

R.S.: DM-DIV3094-E



Realiza 11 pruebas para una sola muestra.

\*Fotos referenciales

#### Características:

- Alto nivel de efectividad.
- Cinta de material plástico o papel de aprox. 5 mm de ancho, el cual consta de unas almohadillas impregnadas de sustancias químicas que reaccionan con los compuestos en la orina produciendo un color característico.
- Facilidad de uso y rapidez de obtención de resultados.

#### Presentación

- Frasco de polietileno conteniendo 100 tiras reactivas.

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:



# JERINGA DESCARTABLE con aguja



Catálogo 2023  
#NosCuidamosTodos



Las jeringas desechables con aguja se pueden utilizar para inyectar solución en el cuerpo humano para el estudio clínico y tratamientos diversos. También se puede extraer sangre.

1. Apoyo

3. Tubo o cilindro

5. Pivote o cono

7. Capuchón

2. Émbolo

4. Pistón de hule

6. Aguja



\*Fotos referenciales

## Instrucciones:

- Elegir la jeringa apropiada de acuerdo con el uso previsto de los usuarios;
- Inspeccionar si el paquete ha sido dañado o no y asegurarse de que los productos han excedido la fecha de caducidad antes de su uso;
- Inclinar el paquete en la parte cortada, sacar la jeringa y asegurarse de si la tapa protectora se ha desprendido, y el soporte se conecta firmemente con la conicidad;
- Quitando la tapa protectora, succionar la solución con ayuda del émbolo, jalando hacia el fondo del tubo.

## Presentación:

MEDIDA JERINGA	MEDIDA AGUJA	
1 ml	18G	
2 ml	19G	
	20G	½"
3 ml	21G	¾"
	22G	1"
5 ml	23G	1 ¼"
10 ml	24G	1 ½"
	25G	
20 ml	26G	
	27G	
50 ml		

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:









📞 984 395 876  
✉️ [ventas@geomedic.pe](mailto:ventas@geomedic.pe)  
🌐 [www.geomedic.pe](http://www.geomedic.pe)

