


CATÉTER venoso central



Catálogo 2023

#NosCuidamosTodos



Diseño de conexión patentado:
A prueba de fugas

Punta azul suave:

- Entrada más fácil
- Menos daño

Para la monitorización de la presión venosa, la obtención de muestras de sangre y la administración de fármacos y líquidos.

R.S.: DM25222E

Poliuretano Flexible:

- Resistente a torceduras
- Resistente a trombos

*Fotos referenciales

Características:

- Diseño de conexión patentado
- Punta azul suave
- Material de poliuretano flexible
- Sin látex
- Entrada fácil
- Antitorceduras
- A prueba de fugas

Presentación:

- Kit contenido en blister pvc/papel tyvek
- **Lumen simple:** Desde 14G-15cm hasta 20G-20cm
- **Doble lumen:** Desde 4Fr- 5cm hasta 7Fr-50cm
- **Triple lumen:** Desde 5.5Fr- 8cm hasta 7Fr-30cm

Autorizado por DIGEMID:



Certificado por:

